

IBRUGTAGEN

Læg tæppet på din seng fex. og slut det til 220 volt. Indstil controlleren på de ønskede antal grader. Derpå stilles timeren til den tid du ønsker at ligge i tæppet.

FØRSTE GANG anbefaler vi, at du starter ud med 65 grader og 30 minutter. Du kan over de næste gange gradvist øge både temperatur og varighed.

Vær ikke nervøs for at du skal falde i søvn - der er faktisk lidt meningen - for tæppet slukker selv, når tiden er gået.

Du kan ilægge et lagen, eller med fordel købe en corpos håndklæde-pose, som passer i tæppet. Tæppet kan aftørres efter brug med en fugtig klud. Lad det køle ned i 1 times tid, inden du pakker det sammen og lægger det i den medfølgende bæretaske.

God fornøjelse med tæppet.

Med venlig hilsen



corpos aps. - DK-7100 Vejle - info@corpos.dk - 31 70 00 40

The image shows the Corpos logo, which consists of the word "corpos" in white lowercase letters inside a blue oval.

www.corpos.dk

INFRARØDT SAUNATÆPPE



Tak for dit køb af vores saunatæppe.

Den ultimative - totalt afstressende - afslapningsterapi der samtidigt er slankende. Opvarmet på for- og bagside gennem kulfiberkabler, med infrarød lysteknologi som gavner dit blodomløb, din hud og dit generelle velvære.



Controller



Bæretaske

Infrarødt lys trænger dybt ned i underhuden, og der er flere fordele ved at anvende infrarød terapi:

smertelindring: Infrarøde stråler kan lindre smerter i muskler og led. Dette gør dem populære til behandling af kroniske smerter og muskelspasmer.

øget blodcirkulation: Infrarød stråling kan stimulere blodkarrene og forbedre blodcirkulationen. Dette kan bidrage til at levere mere ilt og næringsstoffer til cellerne og fremme heling.

reduceret inflammation: Infrarød varme kan have antiinflammatoriske egenskaber, hvilket kan hjælpe med at reducere inflammation og hævelse i kroppen.

afkoldning: Infrarød varme kan hjælpe med at opvarme kroppen indefra og fremme afkoldning. Dette kan være gavnligt ved behandling af visse tilstande som f.eks. muskelskader.

stressreduktion: mange oplever en følelse af afslapning og velvære ved brug af infrarøde terapilamper. Dette kan bidrage til at reducere stress og forbedre søvnkvaliteten.

forbedret sårheling: Øget blodcirkulation og celleaktivitet kan bidrage til at fremskynde helingsprocessen af sår og mindre skader.

fleksibilitetsforøgelse: Varme fra infrarøde terapilamper kan hjælpe med at øge fleksibiliteten i muskler og led ved at mindske stivhed.

øget produktion af kollagen: undersøgelser har påvist, at infrarød terapi kan stimulere produktionen af kollagen, hvilket er vigtigt for hudens sundhed og elasticitet.

K O N S T R U K T I O N

Læderlook PVC overflade

Vandtæt oxford bomuld

Comfortlag i bomuld

Kulfiberkabel med infrarød stråling

Comfortlag i bomuld

Vandtæt oxford bomuld

Læderlook PVC overflade

